

Region Skåne	Dokumentslag Styrande Dokumenttyp Instruktion	
Faktaägare Håkander Marika	Godkänd av Johansson Anders B	
Titel/Rubrik Instruktion för evakueringsutrustning till sängliggande patient	Gäller från 2024-12-17 Version 3.0	
Gäller för Region Skåne	Sida 1 av 1	

Instruktion för evakueringsutrustning till sängliggande patient

Målgrupp

Verksamhetsansvariga chefer.

Syfte

Evakueringsutrustning (lakan eller inbyggt i madrassen) gör det möjligt att evakuera patienter i de fall förflyttning via säng inte är möjlig. Därför ska evakueringsutrustning alltid finnas i samtliga patientsängar.

Instruktion

Evakueringsutrustning kan vara löst evakueringslakan eller integrerat i madrassen.

Löst evakueringslakan placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med resårband. Den hala sidan av evakueringslakanet ska vara nedåt mot sängbotten.

Integrerat evakueringslakan för madrasser är tvådelat där den hala sidan ska läggas nedåt mot sängbotten.

Brandkrav

Vid beställning, se *Instruktion för brandkrav på lös inredning*.

Undantag

Britsar samt behandlande antidecubitusmadrasser (pumpdrivna) som knäpps fast i sängramen undantas från krav på evakueringsutrustning. Denna typ av madrass behöver hanteras särskilt i verksamhetens nödlägesplan.

Revisionshistorik

Version	Datum	Kommentar	Namn
3.0	2024-12-17	Mindre tillägg avseende antidecubitusmadrasser som ska hanteras i verksamhetens nödlägesplan.	Marika Håkander