

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-03-26



Svett-test Macroduct, Arbetsprotokoll

Kundkod avd/mott: _____

Namn och person-nummer: _____

Läkarsign (enl journalsystem): _____

Utförd på avd/mott/ort: _____

Identitet styrkt: Ja ☐ Nej ☐ Sign _____

Datum: 20____ - ____ - ____

Fullständigt namn på utförare*: _____ Sign: _____ Tel: _____

Utförande	Tid (klockslag)	Svett-produktion (cm)**	Anmärkning	Sign
Start av svett-uppsamling				
Avslut av svett-uppsamling				
Lid-nr placeras här				

***Obs!** Journalför besöket på baksidan av arbetsprotokollet för ev. senare journalföring i LIMS (gäller utförare inom Klinisk kemi Skåne). Kryssa i rutan "Utan anmärkning" om inget inträffat. Signera.

****** Vid svett-produktion motsvarande < 8 cm kapillärslang (ca 25 µL) görs ingen kloridanalys.

Kontraindikationer: ICD (implanterad defibrillator), implanterad neurostimulator, pacemaker, implanterad EKG-monitor, graviditet, hjärtsjukdom, epilepsi, överkänslighet mot pilocarpin, syrgasbehandling under pågående besök.

Svett-klorid körning (20 uL) på Sherwood 926S (Skriv in erhållna värden)

Prov	1	2	Acceptgränser	Anmärkning	Analysdatum /Sign
Kalibrator "100"			95-105		
Låg kontroll "30"			28-32		
Patientprov					
Hög kontroll "60"			57-63		

Skriv in svettproduktion (cm kapillärslang), kalibrator-, kontroll- och patientvärde (mmol/L) och utförarsignatur i DecLab respektive QM.

Skriv in batchnummer/datum för interna kontroller: _____

Analyserat på:

Instrument 1 ☐ Instrument 2 ☐