

Bröstmjolk Kvalitetskontroll

Bakgrund

Frys, tinad mjölk lämnas kyld till laboratoriet, och mjölken ospädd och spädd utodlas. Bröstmjolk innehåller främst hudbakterier, stafylokocker från hud och bröstkörtel-utgångar men kontaminering med enterobakterier är inte orimligt. För att inlämnad överskottsmjolk bakteriologiskt skall godkännas har en övre gräns för tillåten halt av bakterier per liter mjölk fastställts.

Svar/Tolkning/Bedömning

Svar lämnas tidigast efter 2 dagar.

Metodik/mätprincip

Metoden är semikvantitativ.

Felkällor

Provet ej transporterats kylt.

För lång transporttid.

Referenslitteratur

Riktlinjer för bröstmjolkshantering inom neonatalvården i Sverige.

2016-04-01 Milknet version 3.0